



*Hasta güvenliğinde;
numune analizi öncesinde,
sırasında ve sonrasında
kaliteyi garanti eder*

iQM[®] 2 Kaliteli Sonuç
Yönetimi



Teknik Özellikler

Ölçülen Parametreler

Analit	Birim
pH	n/a
pCO ₂	mmHg
pO ₂	mmHg
Na ⁺	mmol/L
K ⁺	mmol/L
Ca ⁺⁺	mmol/L
Cl ⁻	mmol/L
Glu	mg / dL
Lac	mmol/L
Hct	%
tHb	g / dL
O ₂ Hb	%
COHb	%
MetHb	%
HHb	%
tBili	mg / dL
sO ₂	%

* sO₂ = O₂Hb/O₂Hb+HHb.

Hesaplanan Parametreler

BE(B)	pAO ₂	O ₂	ct RI
BE(ecf)	CaO ₂	HCO ₃ ⁻ std	CcO ₂
tHb(c)	CvO ₂	TCO ₂	a-vDO ₂
Ca ⁺⁺	p ₅₀	HCO ₃ ⁻ (c)	Q _{sp} /Q (est)
Anion gap	O ₂ cap	A-aDO ₂	Q _{sp} /Q
P/F ratio	sO ₂ (c)	paO ₂ /pAO ₂	Hct(c)

Menü

BG, Hct, tHb, O₂Hb, HHb, COHb, MetHb, sO₂, tBili

BG, Elektrolitler, Hct, tHb, O₂Hb, HHb, COHb, MetHb, sO₂, tBili

BG, Elektrolitler, Glu, Lac, Hct, tHb, O₂Hb, HHb, COHb, MetHb, sO₂,

GEM Premier 5000 sistemi hakkında yenilikler

Şık tasarım

Hızlı örnek çalışması
Programlanmış
kısayollar ile hızlı
test çalışması

**Aydınlatılmış
örnek yükleme alanı**
Uygun kapiller ve sıringa
yerleştirilmesini sağlar

Evrensel örnek yükleme
tüp, kapiller
ve sıringa ile örnek
yüklemeye uyumlu

Akıllı renk durum

çubuğu

Analizörün durumunu

Hızlı sonuç

Kalite kontroller dahil 45 saniye

iQM2 için i-butonu

Gerçek zamanlı
iQM durumunu iletir.

Hareket algılayan

Barkod okuyucu
Tek el ile kolay

Gerçek zaman güvencesi



IntraSpect teknolojisi
Her numunenin kalite resmini
ortaya çıkarır

AutoPAK Validation

Mevcut durumu, standart duruma getirir